

## INDICAZIONI SU COME INDOSSARE UNA MASCHERINA CHIRURGICA

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <p><b>1</b></p>  |  <p><b>2</b></p>  |  <p><b>3</b></p>                                    |  <p><b>4</b></p>                    |
| <p>Lavare accuratamente le mani.</p>   | <p>Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i laccetti sul dorso della mano (tenere il nasello rivolto verso l'alto)</p> | <p>Portare la mascherina sul volto, la base sul mento e il nasello sopra il naso, in modo da coprirlo.</p>                             | <p>Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie.</p> |
|  <p><b>5</b></p>   |  <p><b>6</b></p>   |  <p><b>7</b></p>                                   |  <p><b>8</b></p>                   |
| <p>Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie nella parte superiore del collo.</p> | <p>Con entrambe le mani, aggiustare il nasello affinché aderisca perfettamente al naso.</p>   | <p>Provare ad inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente (l'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro).</p> | <p>Eventualmente con uno specchio, verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.</p>          |